

WKŁAD DO NERKI LEO

ZASTOSOWANIE

Do przystosowania nerki LEO, ewentualnie innych pojemników wyposażonych w powierzchnię montażową z rzepa, do konkretnych zadań.

WŁAŚCIWOŚCI

Wkłady dostępne są w trzech wariantach, szczegółowo opisanych poniżej.

MATERIAŁY

Tkaniny:	Cordura, siatka konstrukcyjna
Taśmy:	Poliamidowa 25mm Elastyczna 25 i 50 mm Rzep 25 mm
Zamki:	YKK
Klamry:	Duraflex
Wykończenie:	Lamówka

WARIANTY

Kabura	Mieści większość pistoletów kalibru 9 mm i .45. Możliwość dostosowania położenia w nerce do preferencji użytkownika. Mocowanie wyklucza możliwość przesunięcia broni w czasie przenoszenia lub przy wyjmowaniu.
Apteczka	Skonstruowana dla dokładnej segregacji zawartości. Składa się z dużej kieszeni wewnętrznej o wymiarach 19 x 14 cm; małej kieszeni wewnętrznej o wymiarach 12 x 12 cm, zamykanej na rzep; kieszeni siatkowej o wymiarach 19 x 14 cm, zamykanej zamkiem; 3 taśm elastycznych do mocowania opatrunków i większych przedmiotów. Specjalna taśma umożliwia szybkie wypięcie wkładu.
Kieszon EDC	Wkład tworzą: duża kieszeń wewnętrzna o wymiarach 19 x 14 cm; dwie kieszenie siatkowe o wymiarach 9,5 x 14 cm każda; D-ring do mocowania kluczy. Specjalna taśma umożliwia szybkie wypięcie wkładu.

DOSTĘPNE KOLORY

- Oliwkowy
- Coyote brown
- Czarny

ZDJĘCIA

